

LISTA DE ORIENTACION PARA PACIENTES CON OXIGENO LIQUIDO

El sistema del oxígeno líquido es para proveer usted con oxígeno adicional. Se puede llenar la unidad portátil del depósito estacionario.

FUNCIONAMIENTO

1. Muchos de los cilindros de oxígeno tienen un construyo en [flowmeter]. Si su cilindro requiere un [flowmeter], se debe atar al tubo de la toma de corriente afianza.
2. Si se requiere una botella del [humidifier], se debe atar al [flowmeter].
3. Ata la tubería del [cannula] nasal o máscara a la toma de corriente de la pezón del botella del [humidifier] o directamente a la toma de corriente de la pezón en el cilindro del oxígeno.
4. Fijo el flujo tasa por litros por minuto coma prescribió su doctor.
No cambie el litro fluye sin llamado a consultar a su doctor.
5. Usa el sistema del oxígeno líquido el número de horas por dia coma prescribió su doctor.
6. Cheque la cantidad de oxígeno que queda en su cilindro así sabrá cuando ordenar oxígeno.

NOTA: El paciente o [caregiver] debe demostrar cómo usar el equipo.

LIMPIEZA

1. Limpia el exterior del cilindro con una tela limpia húmeda.
2. Tirar y reemplaza el [cannula] del oxígeno o máscara cuando requiere uno nuevo

SEGURIDAD

1. NUNCA toque las partes escarchadas del cilindro del oxígeno.
Están sumamente fríos y pueden helar su piel.
2. Colocar el cilindro en una área segura.
3. NUNCA FUME CUANDO ESTA EL OXIGENO.
No deje clue nadie firma cuando esta el oxígeno.
4. No ponga materiales combustibles acerca al sistema del oxígeno.
Estos materiales incluyen aceite, grasa, solventes, etc.
5. No usa cremas de la cara aceite-basado, Vaseline, alcohol, o [Chapstick] cuando use su oxígeno.
¡No USE ALCOHOL O ACEITE - ÉSTOS ESTAN INFLAMABLES!